

K2 MyStains Microlayering

Tintes K2 MyStains




+















K2 MyStains Polvo de glaseado






K2 MyStain Tintes


primera coloración






K2 MyStain Tintes




después de la cocción





K2 MyStain Tintes


Segunda pintura




labial



approximal




palatinal





labial



approximal



palatinal




labial



approximal




palatinal




labial



approximal



palatinal




labial



approximal






palatinal




K2 MyStain Tintes

después de la segunda cocción




Cuando se requiere un mayor grosor (más de 0,5 mm) con micro estratificación, K2 MyStains en combinación con K2 Li Ceramic ofrece la combinación perfecta de estética natural superior, vitalidad y opalescencia superiores, junto con la máxima resistencia para restauraciones sin metal.

Cuando se realiza una micro estratificación de 0,5 mm o menos, K2 MyStains en combinación con K2 MyStains Structure ofrece unos resultados extraordinarios con una estética natural y realista. No se recomienda superar los 0,5 mm con K2 MyStains Structure, ya que la resistencia y la integridad de la restauración pueden verse comprometidas.



K2 MyStain Tintes


Paso 3 - Microlayering con: K2 Li -cerámica de disilicato de litio




labial



approximal



palatinal



labial



approximal



palatinal




labial



approximal




palatinal



labial



approximal




palatinal




labial



approximal





palatinal



K2 MyStain Tintes


después de la tercera cocción






K2 MyStain Tintes

Cocción de glaseado / Acabado




individual




labial



approximal




palatinal



K2 MyStain Tintes

obra terminada de la cuarta cocción






K2 MyStain Tintes

obra terminada después de cuatro cocciones





K2 MyStain Tintes

trabajo terminado después de cuatro cocciones



antes de



después de

Mesas de cocción




Mesa de cocción para K2 MyStains - cocción de glaseado/tintes para todas las cerámicas enumeradas a continuación, así como para la zirconia sinterizada pura (piezas brutas) y el disilicato de litio monolítico (prensado)

	Temperatura inicial	Secado	Temperatura de subida	Temperatura final	Tiempo de espera	Vacío	Apariencia
Cerámica de baja fusión (K2 LF)	480°C / 896°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	750°C - 770°C / 1382°F - 1418°F	1 minuto	Sí	brillante
Cerámica de alta fusión (K2 HF)	480°C / 896°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	860°C - 880°C / 1580°F - 1616°F	1 minuto	Sí	brillante
Mesa de cocción Microlayering K2 Li							
Cerámica de litio (K2 Li)	450°C / 842°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	750°C - 780°C / 1382°F - 1436°F	1 minuto	Sí	brillante
Zirconcerámica (K2 Zi)	480°C / 896°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	790°C - 810°C / 1454°F - 1490°F	1 minuto	Sí	brillante
Zirconio Dióxido (en blanco)	450°C / 842°F	6 minutos	45°C/min / 113°F/min	800°C - 950°C / 1472°F - 1742°F	1 minuto	Sí	brillante
Disilicato de litio (bloques)	450°C / 842°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	730°C - 780°C / 1346°F - 1436°F	1 minuto	Sí	brillante


Los parámetros de cocción especificados anteriormente son valores orientativos que deben adaptarse siempre al horno utilizado y deben adaptarse a la situación del horno. El resultado de cocción correcto es crucial.

Si se fresa a partir de CAD/CAM azul, termine de cristalizar antes de esmaltar.

Tintes K2 MyStains



Estructura de K2 MyStains



Colores de pintura: K2 MyStains ...	
388-0001	... ST-A, 2 g
388-0002	... ST-B, 2 g
388-0003	... ST-C, 2 g
388-0004	... ST-D, 2 g
388-0011	... ST-S1, blanco, 2 g
388-0012	... ST-S2, miel, 2 g
388-0013	... ST-S3, naranja, 2 g
388-0014	... ST-S4, beige, 2 g
388-0015	... ST-S5, caramelo, 2 g
388-0016	... ST-S6, marrón oscuro, 2 g
388-0017	... ST-S7, rojo ladrillo, 2 g
388-0018	... ST-S8, azul cielo, 2 g
388-0019	... ST-S9, gris, 2 g
388-0020	... ST-S10, azul real, 2 g
388-0022	... ST-S11, violeta ilusión, 2 g
388-0023	... ST-S13, uni rojo, 2g
388-0024	... ST-S14, uni gingiva, 2g

Compuestos de estructura: K2 MyStains ...	
388-0108	... Estructura Cuerpo ligero, SM-B-L, 2 g
388-0109	... Estructura Body mediana, SM-B-M, 2 g
388-0110	... Estructura Cuerpo oscuro, SM-B-D, 2 g
388-0111	... Esmalte de estructura SM-E, 2 g
388-0112	... Estructura Gingiva light SG-L, 2 g
388-0113	... Estructura Gingiva oscura SG-D, 2 g
388-0114	... Estructura neutra SM-N, 2 g

Compuestos de glaseado / Líquido: K2 MyStains ...	
388-0100	... Esmalte en polvo, GL, 10 g
388-0101	... Esmalte en polvo, GL-F (fluorescente), 10 g
388-0150	... Líquido Glaze Standard GL, 50 ml
388-1150	... Colors-Structure Líquido LL, 50 ml



Manchas K2 MyStains

Con los nuevos tintes K2 MyStains, la cerámica se puede pintar, teñir e individualizar muy bien. Si se mezclan con el Líquido de Estructura adecuado, los colores "aguantan" muy bien y el efecto deseado permanece tal como se aplicó.

Estructura K2 MyStains

puede utilizarse tras la cocción de maquillaje. Para individualizar la estructura de la superficie, puede aplicarse hasta 0,5 mm de compuesto de textura, pero sólo en las zonas no funcionales.

Sin embargo, es posible aplicar pequeños puntos de contacto.

Nota:

- Los compuestos de Structure deben mezclarse en una bandeja de mezcla de vidrio o cerámica, para que no pueda aspirarse ningún líquido.
 - Los compuestos y el líquido deben mezclarse con una espátula de ágata o cristal.
 - Todas las K2 MyStains sólo pueden mezclarse con el líquido correspondiente.
- Se prohíbe urgentemente el uso de agua

Utilización:

Los **maquillajes K2 MyStain** son adecuados para restauraciones monolíticas y todas las restauraciones correspondientes al valor CTE, carillas cerámicas de baja o alta fusión.

Los **materiales estructurales** sólo pueden utilizarse para el circonio y el disilicato de litio.





recomendada:

Pasta de cocción fija, pasta portadora de cocción

Después de la cocción de cerámica Restauraciones simplemente levántela del muñón de algodón de cocción.

- **fácil de quitar**
- sin voladuras
- o raspado necesario





Micro-layering: K2 MyStains and K2 Li Ceramic

