

Der CONTACT Wachsspender besticht nicht nur durch sein edles Design, er bietet ebenso große Vorteile in der täglichen Arbeit. Er vereint Ästhetik und Funktionalität. So haften die Wachse magnetisch und können individuell platziert werden. Die leichte Neigung der Platte ermöglicht übersichtliches und ergonomische Arbeiten. Ein kleines nützliches Detail ist der praktische Wachsabstreifer zur Reinigung der Modellierspitzen.

excellence  
line

## CONTACT




## CONTACT-E



### CONTACT Wachsspender

**CONTACT = Contact Basis =**  
Grundplatte mit Wachsabstreifer und Staubschutzdeckel



### CONTACT-E hot Wachsspender

- **Contact Basis** ( siehe CONTACT )
- **die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt**
- fixe Temperatur von ca. 35 - 40°C
- kann zu oder abgeschaltet werden

### CONTACT-E Aufwachsstation

- **Contact Basis** ( siehe CONTACT )
- **die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt**
- fixe Temperatur von ca. 35 - 40°C
- kann zu oder abgeschaltet werden
- **incl. 1 Handstück mit Modelliersonde PKT2**
- stufenlose Temperaturregelung bis zu 190°C
- incl. Handstückklemme zum sicheren Ablegen / Einklemmen des Handstücks nach Gebrauch

optionales Zubehör:



### CONTACT-E duo Aufwachsstation

- **Contact Basis** ( siehe CONTACT )
- **die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt**
- fixe Temperatur von ca. 35 - 40°C
- kann zu oder abgeschaltet werden
- **incl. 2 Handstücken mit Modelliersonden PKT1 und PKT2**
- getrennte stufenlose Temperaturregelung bis zu 190°C
- incl. 2 Handstückklemmen zum sicheren Ablegen / Einklemmen des Handstücks nach Gebrauch

Auch der edle Handyhalter haftet magnetisch am CONTACT. So können zukünftig hilfreiche Tutorials zum Thema "aufwachsen" direkt am Arbeitsplatz aufgerufen werden. Erworbenes Wissen kann so "step by step" sofort umgesetzt werden. Zum Schutz vor Verunreinigungen kann nach der Arbeit einfach der transparente Staubschutzdeckel aufgesetzt werden.

# „CONTACT“ Wachsspender / „CONTACT-E“ Aufwachsstation

## Produktübersicht / Nachfüllpackungen

<p>Contact Basis = Grundplatte mit Wachsabstreifer und Staubschutzdeckel</p>				<p>780-0100 <b>CONTACT freestyle</b> Wachsspender - Contact Basis</p>		<p>739-6320 <b>Effect - Wachs chips CONTACT</b> <b>blau transparent / orange transparent / incisal transparent</b> (ashfree) je 20g</p>
		<p>416-0000 <b>CONTACT - E hot</b> Wachsspender - Contact Basis - linke Seite temperiert</p>			<p>738-6325 <b>Modellierwachs chips CONTACT sahara</b> (ashfree) nach J. Peters, 3x25g</p>	
		<p>416-1000 <b>CONTACT - E</b> Aufwachsstation - Contact Basis - linke Seite temperiert - mit 1 Handstück + 1 Modellierspitze (PKT2)</p>			<p>738-6335 <b>Modellierwachs chips CONTACT ivory</b> (ashfree) nach J. Peters, 3x25g</p>	
		<p>416-2000 <b>CONTACT - E duo</b> Aufwachsstation - Contact Basis - linke Seite temperiert - mit 2 Handstücken + 2 Modellierspitzen (PKT 1, PKT2)</p>			<p>735-6325 <b>Modellierwachs chips CONTACT beige</b> (opak) 3x25g</p>	
 <p>Art.-Nr. 411-....      0100   0200   0300   0400   0500   0600</p>				<p>734-6325 <b>Modellierwachs chips CONTACT grau</b> (opak) 3x25g</p>		
		<p>780-0200 <b>CONTACT traditional</b> Wachsspender Contact Basis, Modellierwachschip blau (ashfree) 25g, Modellierwachschip grau (opak) 25g, Cervikalwachschip rot (ashfree) 20g</p>			<p>737-6325 <b>Modellierwachs chips CONTACT smaragd-grün</b> (ashfree) 3x25g</p>	
		<p>780-0300 <b>CONTACT n. J. Peters</b> Wachsspender Contact Basis, Modellierwachschip ivory (ashfree) 25g, Modellierwachschip sahara (ashfree) 25g, Cervikalwachschip wood (ashfree) 20g</p>			<p>736-6325 <b>Modellierwachs chips CONTACT blau</b> (ashfree) 3x25g</p>	
		<p>780-0400 <b>CONTACT esthetik</b> Wachsspender Contact Basis, Modellierwachschip blau transparent (ashfree) 20g, Modellierwachschip orange transparent (ashfree) 20g, Modellierwachschip sahara (ashfree) 25g</p>			<p>733-6325 <b>Modellierwachs chips CONTACT gelb</b> (ashfree) 3x25g</p>	
		<p>780-0500 <b>CONTACT NAT</b> Wachsspender Contact Basis, Modellierwachs: blau, grau, neon-gelb, neon-grün, Unterzieh wachs: caramel, Cervikalwachs: rot 6 x 8g (ashfree, mit Magnetband)</p>			<p>738-6320 <b>Cervikalwachs chips CONTACT wood</b> (ashfree) nach J. Peters, 3x20g</p>	
					<p>731-6320 <b>Cervikalwachs chips CONTACT rot</b> (ashfree) 3x20g</p>	
					<p>102-0002M <b>IQ Trainings Set CONTACT</b> n. G. Seubert (ashfree), 6 x 8g (mit Magnetband) <b>Modellierwachs:</b> <b>blau, grau, neon-gelb, neon-grün</b> <b>Unterzieh wachs: caramel,</b> <b>Cervikalwachs: rot</b></p>	
					<p>780-0010 <b>Handyhalter CONTACT</b> 1 Stück</p>	
					<p>780-0006 <b>Wachsabstreifer CONTACT</b> 6 Stück</p>	