

excellence



Set di frese per zirconio

Art.-Nr. 440-0001






## Set di frese per zirconio

Set di Frese per realizzare una tessitura naturale nelle strutture in zirconio



Fresa a Fissura conica HM per tagliare gli elementi in zirconio dal disco



Fresa HM
taglio tipo diamante extra-fine
per ottenere superfici
molto fini e levigate
( può essere utilizzato
per la ceramica stratificata)



Smart Stone (2 forme)
con grani di diamante
per una rifinitura delicata dei contorni
(può essere utilizzato
per zirconio sinterizzato)



Arkansas per ottenere superfici e dettagli molto raffinati



Cono di carta vetrata per lisciare le superfici e realizzare la tessitura superficiale (Perikymatien)



Gomma a forma di fiamma per creare superfici e zone abrase

