



Fixing Gel

Gel adhesivo para la fijación segura de aplicaciones cerámicas en el modelo de muñón



Beneficios del Gel Fijador:

- sujeción segura de la cerámica sobre el modelo
- capas libres y comprobar los contactos de articulación, sin que la obra se caiga al suelo
- Capa adhesiva fina con muy buena adherencia
- de color neutro y no afecta el color de la cerámica
- **quema sin dejar ningún residuo** - sin residuos en la masa cerámica
- Agua soluble - con agua tibia o un chorro de vapor fácil de quitar del modelo

¿para que materiales

Se puede utilizar el Gel Fijador?

Cerámica, vitrocerámica, circón, óxido de circonio (ZrO₂), disilicatos de litio y cerámica prensada, metalocerámica, aleaciones no preciosas, aleaciones de metales preciosos y aleaciones dentales

Áreas de aplicación

Coronas, puentes, carillas, incrustaciones

