



Fixing Gel

Gel adesivo per il fissaggio sicuro di applicazioni in ceramica sul moncone del modello.



Vantaggi del gel fissante:

- Tenuta sicura del lavoro in ceramica sul modello
- stratificare liberi e controllare i contatti di articolazione, senza che il lavoro cada a terra
- sottile strato adesivo con un ottimo effetto adesivo
- Colore neutro e non influisce sul colore della ceramica
- **brucia senza residui** - Nessun residuo sulla massa ceramica
- idrosolubile - con acqua calda o vapore facile da rimuovere dal modello

Per quali materiali può essere utilizzato il gel fissante?

Ceramica integrale, vetroceramica, zirconio, ossido di zirconio (ZrO₂), disilicati di litio e Ceramica pressata, metallo-ceramica, leghe NEM, Leghe di metalli preziosi e leghe dentali

Applicazioni:

Corone, ponti, faccette, intarsi

