

Gestaltungskriterien und Mindeststärke K2 Li

		Thin Veneer	Veneer	Teilkronen	Kronen		Brücken	
					Frontzahn	Seitenzahn	Front	Prämolar
Mindeststärke in mm Maltechnik	zirkulär	0,3	0,6	1,5	1,2	1,5	1,2	1,5
	incisal	0,4	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Mindeststärke in mm Cut-Back	zirkulär		0,6	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
	incisal		0,4	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
Mindeststärke in mm Schichttechnik	zirkulär				0,8	0,8	0,8	0,8
	incisal				0,6	0,8	0,8	0,8
Verbinder							16 mm ²	16 mm ²