



Design criteria and minimum thickness K2 Li

		Thin Veneer	Veneer	Partial crown	Crowns		Bridges	
					Anterior	Posterior	Anterior	Premolar
Minimum thickness in mm Staining technique	circular	0,3	0,6	1,5	1,2	1,5	1,2	1,5
	incisal	0,4	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Minimum thickness in mm Cut-Back	circular		0,6	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
	incisal		0,4	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
Minimum thickness in mm Layering technique	circular				0,8	0,8	0,8	0,8
	incisal				0,6	0,8	0,8	0,8
Connector							16 mm ²	16 mm ²